

MÉLANGEURS PLANÉTAIRES À GRANDE VITESSE

Type	Double porte-gobelet de 300 ml. chacun
Volume à mélanger*	De 10 ml. à 600 ml
Conteneur de mélange HPDE Avec bouchon à vis et couvercle intérieur. Couleur : blanc brillant	2x 300 ml. conteneur inclus Dimensions : 76 x 89 ϕ x H mm. Poids net : 64 grammes
Poids brut maximum = poids du godet de mélange + matériel (+ adaptateur)	600 grammes
Vitesse ajustable	De 0 à 2000 RPM
Compte à rebours avec arrêt automatique	De 0 à 15 minutes
Alimentation électrique Monophasée	230V \pm 10% 50/60 Hz 1,10 kW
Système de contrôle programmable ÉCRAN COULEUR TACTILE	Points de consigne et vitesse librement programmables par l'écran tactile convivial. Couvercle frontal et transparent en verre trempé
Nombre de programmes	L'opérateur peut réaliser 10 programmes personnalisés différents
Nombre de points de consigne	Chaque programme est réglable avec 5 points de consigne différents (en vitesse et en temps)
Vide	OPTION



Dimensions extérieures avec couvercle fermé et ouvert	470 x 385 x 324/676 mm. P x L x H
Dispositifs de sécurité selon la directive de conformité CE 2006/42/CE	Bouton d'urgence, Capteur de vibrations, Verrouillage actif de la porte
Poids net	65 KG
Coupe de mélange	Pour obtenir le meilleur résultat pour une masse uniforme 100% lisse, nous proposons une gamme complète de récipients ouverts et fermés pour toutes les applications de mélange en laboratoire et en R&D. Que vous ayez besoin de pots, de petits flacons de stockage, de récipients d'échantillons stérilisables, de gobelets jetables, de seringues, de tubes, de cartouches ou de gobelets bio verts, il vous suffit de choisir l'un de nos récipients de mélange de haute qualité pour votre produit unique et d'obtenir les meilleures performances de votre mélangeur CombiForce®. Enfin, nous pouvons vous proposer des conteneurs agréés pour le transport aérien, les produits industriels à base de pâte métallique et les produits pharmaceutiques.
Adaptateurs	Lorsque vous voulez utiliser vos propres gobelets de mélange, récipients, cartouches ou seringues. Veuillez nous envoyer votre échantillon afin que nous puissions vous proposer l'adaptateur adéquat. Nous vous garantissons à 100 % qu'il s'adaptera parfaitement au mélangeur CombiForce®. Vous pouvez utiliser plusieurs gobelets de mélange et seringues en même temps !
*	En fonction de la viscosité et de la gravité spécifique du produit

CONTACT

ERICHSEN

9 Cours Manuel de Falla Z.I. MOZART - 26000 Valence - FRANCE

+33 04 75 60 11 77 - info@erichsen.fr - www.erichsen.fr